


高倍率ルーペの使い方

持ち方

ルーペは、目に近づけて持ちます。
高倍率のレンズは、目から離して見ると、
物が反転して見えてしまいます。

※これは、凸（とつ）レンズの特徴で、
不良品ではありません。



ピントの合わせ方



観察するものが動かせるときは、
観察するものを前後に動かして
ピントを合わせます。



観察するものが動かせないときは、
自分自身が前後に移動して
ピントを合わせます。



株式会社フェニックス

問合せ先：〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10

TEL&FAX：092-515-8929

EMAIL：support@phoenix.pya.jp